

# 1A Paravent suspendu

## MED-Activ XS Easyclip®


L'écran d'intimité bactériostatique 3.0



98,76% de réduction de l'activité des agents E.coli et S.aureus sur la surface d'une toile MED-Activ®



Flashez Moi !



1 Téléchargez une appli **QR Code** disponible sur *GooglePlay* ou *AppleStore* ou utilisez directement votre appareil photo



2 Scannez ce **QR Code**

3 Accédez au contenu : vidéo, questionnaire...

“ *Un espace de soin est aussi un espace de vie.  
Le rendre plus agréable et convivial crée un environnement  
sécurisant et accueillant.* ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.

**MÉDICASCREEN®**  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins



## Un atout pour votre certification & vos gains achats

L'écran MED-Activ XS Easyclip® a été conçu pour apporter la meilleure des **expériences d'un séjour en milieu hospitalier**. Intégrez votre logo aux impressions pour faire de votre paravent,  **votre support de communication**. Le QR-Code s'adapte à vos besoins en termes de diffusion d'informations : vidéos de présentation de votre établissement, dématérialisation de votre questionnaire de satisfaction patient, accès direct au code Wifi...



## PERSONNALISABLE

Grâce à son panneau aimanté détachable, changez simplement le visuel de votre Easyclip® dès que vous le souhaitez. Votre écran émerveillera vos soignants dans la durée.



## ENTRETIEN FACILE

Conçu en toile MED-Activ®, Easyclip® est bactériostatique et bio-nettoyable. Il se nettoie par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Il est également compatible avec les détergents et désinfectants hospitaliers, pour supprimer toutes contraintes de blanchisserie.





## Fiche technique

<b>Écran</b>	Panneaux de toile bactériostatique articulés et 1 <sup>er</sup> panneau aimanté détachable Disponible pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
<b>Toile</b>	MED-Activ®	Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face, 530g/m <sup>2</sup> anti-adhérente Toile translucide préservant la luminosité
<b>Personnalisation</b>	1 panneau imprimé en miroir au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter) Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes 1 <b>logo imprimé</b> sur le 1 <sup>er</sup> panneau (sur fourniture du fichier au format vectoriel) <b>QR-Codes</b> imprimés sur le 1 <sup>er</sup> panneau pour la communication de l'établissement	
<b>Pose</b>	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

## Caractéristiques

<b>Nettoyage</b>	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) <b>Nettoyage vapeur</b> (avec ou sans détergents) ou au chlore actif (0.5%)
<b>Confection</b>	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
<b>Classement au feu</b>	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
<b>Écologie</b>	Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (Öko-Tex standard 100)
<b>Traçabilité</b>	<b>Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran</b> (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) <b>Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)</b>
<b>Documents fournis</b>	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage <b>Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)</b>

## Références standard

### Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMAEC*S160*11P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEC*S160*13P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

### Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMAEC*S190*11P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEC*S190*13P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)



MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne (Nantes)  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
[medicascreen@enjoyourspace.com](mailto:medicascreen@enjoyourspace.com)

MÉDICASCREEN®  
Mieux vivre ensemble, espaces à soins

une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®  
Mieux Vivre Ensemble