




# 1B Paravent suspendu

## MED-Activ XS®

L'écran d'intimité hygiénique et compact



1 picto-hygiène offert pour chaque espace



## Un atout pour votre certification & vos gains achats

Reconnu pour sa maniabilité, l'écran MED-Activ XS® s'adapte parfaitement à vos chambres. Facile à replier et discret, il est peu encombrant. Sa toile, bio-nettoyable, permet de s'affranchir des contraintes de logistique de blanchisserie. La fixation de l'écran MED-Activ XS®, sans emprise au sol, permet une meilleure circulation dans l'espace. Il est conçu pour une utilisation intensive.



## DISCRETION

La largeur réduite des panneaux crée un minimum d'encombrement une fois l'écran replié contre le mur. Compact, le MED-Activ XS® est particulièrement adapté pour les espaces exigus. De plus, sa maniabilité permet de faciliter le travail des soignants.



## BIEN-ÊTRE HÔTELIER

Optez pour l'un de nos visuels au choix parmi les références de notre catalogue ou imprimez le vôtre. L'impression du 1<sup>er</sup> panneau en recto/verso est incluse. (ref. 2A/2B)

“ *Le bio-nettoyage sur site réduit le risque d'infections nosocomiales.* ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.





## Fiche technique

<b>Écran</b>	Panneaux de toile bactériostatique articulés, disponibles pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
<b>Toile</b>	MED-Activ®	Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face 530g/m <sup>2</sup> anti-adhérente Toile translucide préservant la luminosité
<b>Personnalisation</b>	1 panneau imprimé en miroir au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter) Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes	
<b>Pose</b>	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

## Caractéristiques

<b>Nettoyage</b>	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) <b>Nettoyage vapeur</b> (avec ou sans détergents) ou nettoyage au chlore actif (0.5%)
<b>Confection</b>	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
<b>Classement au feu</b>	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
<b>Écologie</b>	Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traçabilité</b>	<b>Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran</b> (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) <b>Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)</b>
<b>Documents fournis</b>	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage <b>Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)</b>

## Références standard

### Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMAXS*S160*10P	Écran MED-Activ XS® 160/10P	L : 165 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXS*S160*11P	Écran MED-Activ XS® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXS*S160*12P	Écran MED-Activ XS® 160/12P	L : 201 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène
EMAXS*S160*13P	Écran MED-Activ XS® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

### Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMAXS*S190*10P	Écran MED-Activ XS® 190/10P	L : 165 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXS*S190*11P	Écran MED-Activ XS® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXS*S190*12P	Écran MED-Activ XS® 190/12P	L : 201 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène
EMAXS*S190*13P	Écran MED-Activ XS® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)



MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne (Nantes)  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
[medicascreeen@enjoyourspace.com](http://medicascreeen@enjoyourspace.com)

**MÉDICASCREEN®**  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins




une activité du groupe familial nantais

**ENJOYOURSACE®**

# 1B Hanging screen

## MED-Activ XS®

The hygienic and compact privacy screen



### A powerful asset for your expertise

Recognized for its maneuverability, the MED-Activ XS® screen adapts perfectly to any room. Easy to fold up and discreet, it takes up little space. Its fabric, which is bio-cleanable, allows to avoid laundry costs and logistics. Fixing the MED-Activ XS® screen, without a floor fix, make easier the movements. It is designed for heavy use.



### COMFORT

The reduced width of the panels creates a minimum of clutter when the screen is folded against the wall. Compact, MED-Activ XS® is particularly suitable for small spaces. In addition, its maneuverability facilitates the work of caregivers.



### DESIGN

Choose one of our visuals from among the references in our catalog or print your own. Printing of the 1st panel on both sides is included in the price. (ref. 2A / 2B)

“ *Bio-cleaning reduces the risk of nosocomial infections.* ”

Médicascreen® innovates, manufactures and installs users-friendly solutions to protect the privacy with a bacteriostatic, bio-cleanable fabric. By fixing trust between users as well as fighting against nosocomial, viral and bacterial infections, our teams put their best experience at the service of caregivers, patients and their families.





## Technical details

<b>Screen</b>	Two chose of bacteriostatic panels : 50 cm from the floor (screen height : 160 cm/62.9") or up to 20 cm from the floor (screen height : 190 cm/74.8") 10, 11 or 12 panels for spaces with medical headband or 13 panels without a medical headband Possibility to order a screen of 5 to 25 panels Possibility to personalize	
<b>Fabric</b>	MED-Activ®	Fabric Bacteriostatic ASTM E2180 protocol double-sided coated Non-stick 530g / m <sup>2</sup> Translucent fabric preserving light
<b>Customization</b>	1 panel printed in mirror option from our catalog (see sheet 2B) or your own visual (contact us) Color of the stripes designing the screen in 12 shades	
<b>Installation</b>	Installation by inserting the sliders on rail (see sheet 3A) or installation on existing rail if compatible	

## More details

<b>Cleaning</b>	Wet wiping (tested with detergents and disinfectants, in aqueous and alcoholic solution) Steam cleaning (with or without detergents) or with active chlorine (0.5%)
<b>Confaction</b>	Made by our teams based in La Montagne (France)
<b>Fire classification</b>	M1 (NF) not limited / B-s1, d0 (Euroclasse) / NFPA-701 (NNA)
<b>Eco-friendly</b>	Greenguard and Textile Vertrauen Ecolabel certificates (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traceability</b>	<b>Unique identification number on the label of each screen</b> (Nosocomial infection prevention traceability, furniture, inventory, warranty monitoring) <b>Inventory of traceability numbers supplied with the delivery slip or on request</b>
<b>Guarantee</b>	<b>5-year guarantee (possibility to extend to 10 years)</b>
<b>Documents provided</b>	Installation guide Cleaning notice <b>Fire classification reports (included with the invoice)</b>

## Size guide

### Screen from 50 cm (19,6") from floor

EMAXS*S160*10P	Screen MED-Activ XS® 160/10P	L : 165 cm/64.9"	H : 160 cm/62.9"	With the oxygene band
EMAXS*S160*11P	Screen MED-Activ XS® 160/11P	L : 182 cm/71.6"	H : 160 cm/62.9"	With the oxygene band
EMAXS*S160*12P	Screen MED-Activ XS® 160/12P	L : 201 cm/79.1"	H : 160 cm/62.9"	Without the oxygene band
EMAXS*S160*13P	Screen MED-Activ XS® 160/13P	L : 217 cm/85.4"	H : 160 cm/62.9"	Without the oxygene band

### Screen from 20cm (7,8") from floor

EMAXS*S190*10P	Screen MED-Activ XS® 190/10P	L : 165 cm/64.9"	H : 190 cm/74.8"	With the oxygene band
EMAXS*S190*11P	Screen MED-Activ XS® 190/11P	L : 182 cm/71.6"	H : 190 cm/74.8"	With the oxygene band
EMAXS*S190*12P	Screen MED-Activ XS® 190/12P	L : 201 cm/79.1"	H : 190 cm/74.8"	Without the oxygene band
EMAXS*S190*13P	Screen MED-Activ XS® 190/13P	L : 217 cm/85.4"	H : 190 cm/74.8"	Without the oxygene band



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)

**La FRENCH FAB**

MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne FRANCE  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
[medicascreen@enjoyourspace.com](mailto:medicascreen@enjoyourspace.com)

**MÉDICASCREEN®**  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

family based company **ENJOYOURSACE®**