


# 1E Paravent suspendu

## Eco MED Activ®



La solution économique pour séparer vos espaces



“ La qualité et l'environnement du soin sont à prendre en compte dans le protocole thérapeutique global. ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.

**MÉDICASCREEN®**  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins



## Un atout pour votre certification & vos gains achats

Eco MED Activ® est un paravent suspendu bactériostatique fonctionnel qui répond à vos contraintes budgétaires. Bien que sa confection soit simplifiée, ce produit conserve les fonctionnalités principales : bio-nettoyable et sans emprise au sol ainsi que toutes les caractéristiques d'hygiène et de sécurité Médicascreen®. Une solution pour assurer le confort des patients et des soignants, simple et à moindre coût.



## ÉCONOMIQUE

Doté d'une confection et d'options simplifiées, l'Eco MED Activ® est produit en série. En limitant son coût de fabrication, nous pouvons vous proposer l'essentiel du savoir faire Médicascreen® à prix doux.



## ENTRETIEN FACILE

Conçu en toile MED-Activ®, ce paravent est bactériostatique et bio-nettoyable. Il se nettoie par essuyage humide ou nettoyage vapeur. Également compatible avec les détergents et désinfectants hospitaliers, son entretien facile permet de s'affranchir des contraintes de blanchisserie.





## Fiche technique

<b>Écran</b>	Panneaux de toile bactériostatique articulés, disponibles pour préserver l'intimité jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 7 panneaux pour les espaces avec bandeau médical 8 panneaux pour les espaces sans bandeau médical Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 5 teintes (voir fiche 2A)		
<b>Toile</b>	MED-Activ®	Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face 530g/m² anti-adhérente	Toile translucide préservant la luminosité
<b>Options</b>	Impression	1 panneau imprimé en miroir parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)	
	Fenêtres de surveillance	Fenêtres crystal à 130 cm ou 140 cm du sol	
<b>Pose</b>	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible		

## Caractéristiques

<b>Nettoyage</b>	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) <b>Nettoyage vapeur</b> (avec ou sans détergents) ou au chlore actif (0.5%)
<b>Confection</b>	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
<b>Classement au feu</b>	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
<b>Écologie</b>	Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traçabilité</b>	<b>Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran</b> (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) <b>Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande</b>
<b>Garantie</b>	<b>3 ans</b>
<b>Documents fournis</b>	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage <b>Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)</b>

## Références standard

### Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMAEM*S160*07P	Écran Eco MED Activ® 160/7P	L: 189 cm	H: 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEM*S160*08P	Écran Eco MED Activ® 160/8P	L: 216 cm	H: 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEM*S160*09P	Écran Eco MED Activ® 160/9P	L: 243 cm	H: 160 cm	Sans bandeau oxygène
EMAEM*S160*10P	Écran Eco MED Activ® 160/10P	L: 270 cm	H: 160 cm	Sans bandeau oxygène

### Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMAEM*S190*07P	Écran Eco MED Activ® 190/07P	L: 189 cm	H: 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEM*S190*08P	Écran Eco MED Activ® 190/08P	L: 216 cm	H: 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEM*S190*09P	Écran Eco MED Activ® 190/09P	L: 243 cm	H: 190 cm	Sans bandeau oxygène
EMAEM*S190*10P	Écran Eco MED Activ® 190/10P	L: 270 cm	H: 190 cm	Sans bandeau oxygène



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)

 **La FRENCH FAB**

MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne (Nantes)  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
medicascreen@enjoyourspace.com

 MÉDICASCREEN®


une activité du groupe familial nantais

 ENJOY YOUR SPACE®

# 1E Hanging screen

## Eco MED Activ®

Budget friendly solution to separate your spaces



A powerful asset  
for your expertise

Eco MED Activ® is a functional bacteriostatic hanging screen that is budget friendly. Although its simplified making, this product retains the main functionalities : bio-cleanable and distanced from the ground as well as all the health and safety features offered by Medicascreen®. A solution to ensure the comfort of patients and caregivers, simple and at a lower cost.



### BUDGET FRIENDLY

With simplified packaging and options, Eco MED Activ® is produced in series. By limiting its manufacturing cost, we can offer you the essential of Medicascreen®'s know-how at best prices.



### EASY MAINTENANCE

Designed with MED-Activ® fabric, the MED-Activ® screen is bacteriostatic and bio-cleanable. Maintained clean by simple wet wiping or steam cleaning. It is also compatible with any disinfectants used in hospitals, which allows to eliminate all laundry costs.



“ The quality and environment of the care must be taken into account in the overall therapeutic protocol. ”

Médicascreen® innovates, manufactures and installs users-friendly solutions to protect the privacy with a bacteriostatic, bio-cleanable fabric. By fixing trust between users as well as fighting against nosocomial, viral and bacterial infections, our teams put their best experience at the service of caregivers, patients and their families.





## Technical details

<b>Screen</b>	Two chose of bacteriostatic panels : 50 cm from the floor (screen height : 160 cm/62.9") or up to 20 cm from the floor (screen height : 190 cm/74.8") 7 panels for spaces with medical headband 8 panels without a medical headband Color of the stripes to choose among 5 shades (see sheet 2A)	
<b>Fabric</b>	MED-Activ®	Fabric Bacteriostatic ASTM E2180 protocol double-sided coated Non-stick 530g / m <sup>2</sup> Translucent fabric preserving light
<b>Customization</b>	- 1 panel printed in mirror option from our catalog (see sheet 2B) or your own visual (contact us) - Crystal monitoring window 130 cm or 140 cm from the ground	
<b>Installation</b>	Installation by inserting the sliders on rail (see sheet 3A) or installation on existing rail of compatible	

## More details

<b>Cleaning</b>	Wet wiping (tested with detergents and disinfectants, in aqueous and alcoholic solution) Steam cleaning (with or without detergents) or with active chlorine (0.5%)
<b>Confection</b>	Made by our teams based in La Montagne (France)
<b>Fire classification</b>	M1 (NF) not limited / B-s1, d0 (Euroclasse) / NFPA-701 (NNA)
<b>Eco-friendly</b>	Greenguard and Textile Vertrauen Ecolabel certificates (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traceability</b>	<b>Unique identification number on the label of each screen</b> (Nosocomial infection prevention traceability, furniture, inventory, warranty monitoring) <b>Inventory of traceability numbers supplied with the delivery slip or on request</b>
<b>guarantee</b>	<b>3 years</b>
<b>Documents provided</b>	Installation guide Cleaning notice <b>Fire classification reports (incuded with the invoice)</b>

## Size guide

### Screen from 50 cm (19,6") from floor

EMAEM*S160*07P	Screen Eco MED Activ® 160/7P	L : 189 cm/74"	H : 160 cm/62.9"	With the oxygene band
EMAEM*S160*08P	Screen Eco MED Activ® 160/8P	L : 216 cm/85"	H : 160 cm/62.9"	With the oxygene band
EMAEM*S160*09P	Screen Eco MED Activ® 160/9P	L : 243 cm/95"	H : 160 cm/62.9"	Without the oxygene band
EMAEM*S160*10P	Screen Eco MED Activ® 160/10P	L : 270 cm/106"	H : 160 cm/62.9"	Without the oxygene band

### Screen from 20cm (7,8") from floor

EMAEM*S190*07P	Screen Eco MED Activ® 190/07P	L : 189 cm/74"	H : 190 cm/74.8"	With the oxygene band
EMAEM*S190*08P	Screen Eco MED Activ® 190/08P	L : 216 cm/85"	H : 190 cm/74.8"	With the oxygene band
EMAEM*S190*09P	Screen Eco MED Activ® 190/09P	L : 243 cm/95"	H : 190 cm/74.8"	Without the oxygene band
EMAEM*S190*10P	Screen Eco MED Activ® 190/10P	L : 270 cm/106"	H : 190 cm/74.8"	Without the oxygene band



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)

